

Procédures de mise à jour

PRIUM 4

IKR

Prérequis et installation de la mise à jour



Prérequis

Vérifiez que les prérequis suivants sont respectés :

- Disposer du loader Loader_PRIUM4_1.1_IKR_1.17 du PRIUM-4
- S'assurer que votre PRIUM-4 est :
 - ✓ Connecté à Internet (Box Internet)
 - ✓ Connecté au poste de travail via l'USB
- S'assurer que votre réseau Internet ne comporte pas de filtrage particulier pour les communications sortantes* ou à minima permettre l'accès à l'adresse serveur : 91.208.214.91 sur le port 12050.

NB : si vous bénéficiez du service de télémise à jour de la carte Vitale, les paramètres de votre application resteront inchangés. Rendez-vous directement à l'étape de l'exécution du loader pour la mise à jour du PRIUM-4.

Votre PRIUM-4 n'est pas connecté à Internet





IKR

Procédures de mise à jour

Prérequis et installation de la mise à jour





Votre PRIUM-4 n'a pas de configuration automatique

- Afin de configurer les paramètres réseau du PRIUM-4 appuyez sur la touche F puis sélectionnez Paramètres du terminal à l'aide des touches Haut et Bas et validez avec la touche verte.
 - Sélectionnez Configuration à l'aide des touches Haut et Bas et validez avec la touche verte.
 - Sélectionnez Configuration réseau à l'aide des touches Haut et Bas et validez avec la touche verte.
 - Sélectionnez Configuration réseau local à l'aide des touches Haut et Bas et validez avec la touche verte.
 - Renseignez les paramètres IP selon les caractéristiques de votre réseau local puis sur Sauvegarder appuyez sur la touche verte pour terminer la configuration.
 - Le terminal redémarre puis indique que la configuration Ethernet est opérationnelle en indiquant sur l'écran d'accueil Eth.

| Parametre IP | | | | |
|---------------------------|--------|-------|-------|---|
| IP dynam | ique | OUI | NON | |
| IP: | 000 00 | 00 00 | 0 000 | |
| Masque: | | | | |
| <retour< td=""></retour<> | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 13/12/202 | 0 Eth | CPS | 18:36 | 5 |
| | | | | |
| Insérer carte | | | | |

Vitale

Mise à jour du logiciel du PRIUM-4





Si la mise à jour de maintenance IKR n'a pas été complètement finalisée, vous pouvez renouveler l'opération, en vérifiant à nouveau les prérequis du 1

Pour une assistance complémentaire, vous pouvez contacter notre Service Client à l'adresse <u>service-client@olagin.fr</u> ou par téléphone au 0800 16 5000